

治験薬温度管理記録

2026年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者	記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低					最高	最低	最高	最低	最高	最低		
9/1	8:25	4.3	3.7	20.5	19.2	24.7	23.1	✓	N.K	10/1	8:26	4.2	3.8	20.4	19.3	24.2	22.3	✓	Y.Y
9/2	8:24	4.3	3.6	20.5	19.2	24.0	22.5	✓	N.K	10/2	8:23	4.7	3.7	20.5	19.3	24.1	22.5	✓	Y.Y
9/3	8:25	4.1	3.7	20.5	19.2	24.8	22.5	✓	N.K	10/3									
9/4	8:24	4.1	3.7	20.4	19.2	24.9	23.2	✓	N.K	10/4									
9/5										10/5									
9/6										10/6									
9/7	8:43	4.1	3.6	20.4	19.2	24.9	22.2	✓	N.K	10/7									
9/8	8:24	4.4	3.5	20.4	19.2	24.6	22.7	✓	N.K	10/8									
9/9	8:25	4.0	3.5	20.5	19.2	24.9	22.7	✓	N.K	10/9									
9/10	8:24	4.2	3.5	20.4	19.2	24.9	22.7	✓	N.K	10/10									
9/11	8:26	4.3	3.4	20.4	19.3	24.9	22.6	✓	N.K	10/11									
9/12										10/12									
9/13										10/13									
9/14	8:24	3.9	3.4	20.4	19.2	24.7	22.2	✓	N.K	10/14									
9/15	8:40	3.9	3.4	20.4	19.2	24.7	22.2	✓	N.K	10/15									
9/16	8:31	4.2	3.4	20.4	19.2	24.6	23.0	✓	N.K	10/16									
9/17	8:24	5.0	3.8	20.4	19.2	24.5	22.4	✓	N.K	10/17									
9/18	8:25	5.2	3.8	20.5	19.2	24.6	22.9	✓	N.K	10/18									
9/19										10/19									
9/20										10/20									
9/21										10/21									
9/22										10/22									
9/23										10/23									
9/24	8:26	5.2	3.9	20.4	19.2	24.6	21.7	✓	N.K	10/24									
9/25	8:24	4.6	3.9	20.4	19.3	24.0	22.7	✓	N.K	10/25									
9/26										10/26									
9/27										10/27									
9/28	8:31	4.6	3.9	20.4	19.2	24.5	22.5	✓	N.K	10/28									
9/29	8:24	4.8	3.8	20.4	19.3	24.5	22.9	✓	N.K	10/29									
9/30	8:25	4.3	3.8	20.4	19.2	24.4	22.0	✓	N.K	10/30									
										10/31									

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室 ※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる
【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:10416516、低温インキュベーター:10416517、室温:10416519

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。 * 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する
治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録 Identifier No.: 冷蔵庫MPR-722-PJ/250057、低温インキュベーター:FMU-404I
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者	記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
9/1	8:35	冷蔵庫	(無)	有	N.K	10/1	8:26	冷蔵庫	(無)	有	Y.Y
	8:40	低温インキュベーター	(無)	有			8:28	低温インキュベーター	(無)	有	